



BACTYNEA <u>PRET A L'EM</u>PLOI







AVANTAGES

- Utilisation en présence de l'enfant
- Sans danger pour les surfaces, même les plus fragiles
- Activité bactéricide, levuricide et virucide
- Contact alimentaire









APPLICATION

Nettoyage et désinfection par contact des dispositifs médicaux non invasifs.

Spécialement étudié pour les services de néonatologie et, plus précisément, pour la désinfection des surfaces sensibles (bulles stériles, isolateurs, incubateurs... dispositifs médicaux) en présence de l'enfant.

CLASSE IIA.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser ou appliquer par essuyage BACTYNEA PRET A L'EMPLOI. Laisser sécher. Ne pas rincer sauf en cas de contact avec des surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Ne remplace pas une désinfection par trempage.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99, concernant les produits pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect: liquide
Couleur: incolore
Parfum: sans parfum

Densité: = 1

pH du produit : base faible Péremption : 2 ans Stockage :

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide : EN 13727 (conditions de saleté – 2 min – 20°C)

Activité levuricide: EN 13624 (conditions de saleté – 2 min – 20°C)

Activité sporicide: EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium difficile (conditions de propreté – 60 min – 20°C)

Activité virucide: EN 14476 complète sur Norovirus, Poliovirus et Adenovirus (conditions de saleté – 15 min – 20°C); Coronavirus et Papillomavirus (conditions de saleté –15 min – 20°C), PRV*, BVDV* et H1N1 (conditions de saleté – 5 min – 20°C), Herpès, Vaccinia virus et Rotavirus (conditions de saleté – 5 min – 20°C), HIV (conditions de saleté – 60 sec – 20°C)

* Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) sont des substituts pour HBV (Hépatite B) et HCV (Hépatite C).

CONDITIONNEMENT

Flacon de 250ml Réf. LB920250 Flacon de 500ml Réf. LB920260 Bidon de 5L Réf. LB920270

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.



www.orapi.com